

# Mini Rythmic™ PN+

BESTILLINGS  
KATALOG

Reference	KP5.04.177.4 (med UK-stik) KP5.04.176.4 (europæisk stik)
Programmer	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontinuerlig</li><li>• Volumen / tid eller Volumen / rate</li><li>• Trappe op og ned</li><li>• Intermitterende</li><li>• 25 Trin</li></ul>
Flowhastighed og nøjagtighed	0.1 til 400 ml/t (konfigurerbar maksimumhastighed) ved +/- 5%
Programmeringsenheder Koncentration	ml/mg/µg 0.1 til 99.9 mg/ml og 0.1 til 99.9 µg/ml
Volumen til infusion	1 til 9999 ml
Programmerbar tid for infusion	10 min til 199 timer 50 min
Tid for op- og nedtråpning	1 min til 9 timer 50 min
Specialfunktioner	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tidlig nedtråpning</li><li>• Forsinket start (op til 24 timer)</li><li>• Automatisk priming med pumpen</li><li>• Sikkerhedskode mod at stoppe infusion</li></ul>
Terapimonitorering Historik, infusionsgraf/udskrift of PC-download	Klar til at oprette forbindelse til <a href="http://www.micrelcare.net">www.micrelcare.net</a> for terapimonitorering via internettet. "Plug & Play" udprint af historik og PC download via MicrelCare™
KVO	0.1 til 20.0 ml/t
Automatisk genstart efter okklusion	Ja
Okklusions-alarmer	3 niveauer: lav= 7 psi (0.5 bar), middel=13 psi (0.9 bar), høj=18.8 psi (1.3 bar)
Sikkerhedsfunktioner	Luft eliminerende i slangesystem, Beskyttelse af frit flow
Alarmer og advarsler	Opstrøms og Nedstrøms Okklusion, Infusion snart slut (tid eller volumen) og infusion slut, Lavt eller tomt batteri, Åben låge, KVO, Ukorrekt programmeret rate, Advarsel om forebyggende vedligeholdelse
Air sensor	Ja og justerbar: luft bobler i størrelsen 0.1 ml; 0.5 ml; 2 ml; Off
Strømforsyning og batteri levetid	9 V alkaline: 10 timer @ 150 ml/t med internt 9 V alkaline batteri, 17 timer @ 300 ml/t med eksternt batteri, genoplades på 3 timer
Vægt (inkl. batteri)	300 g
Mål	75 mm x 130 mm x 46 mm

## TILBEHØR

Strøm adapter	Inkluderet, 120 g, 2,5 x 8 x 5cm Input 100-240 V / 50~60 Hz 90 mA kan også bruges som oplader til det eksterne batteri
Batteri-pakke	Inkluderet, Output 11 Vdc 500 mA - hurtig opladning 2,5 timer (90%) med opladningsindikator
IP Connect Pack	100 g, 2 x 5,5 x 10 cm Li-Ion 1.2 Ah - hurtig opladning 2,5 timer (90%) med opladningsindikator

Inkluderer power adaptor, 9V batteri og eksternt batteri




 micrel

# DEHP-fri sætsortiment


For 3-i-1 løsning (1,2 mikron filter):

Spike Sæt PN DEHP-fri  
KM1.EE.148.0



For 2-i-1 løsning (0,2 µm mikron filter):

Pædiatrisk Spike PN Sæt DEHP-fri  
0,2 µm filter for 2-i-1 F  
KE1.EE.192.9



For infusion af flere poser sammen:

Dobbelt Kort Spike-tilslutnings Slange med  
tilbageløbs ventil DEHP-fri  
KE1.EE.225.1

Tredobbelt Kort Spike-tilslutnings Slange  
med tilbageløbs ventil DEHP-fri  
KE1.EE.226.1



Luer Sæt PN F DEHP-fri  
KE1.EE.134.9



**IP Connect Pack**  
For tilslutning til Micrelcare™

KP5.04.259.2



**Ekstern Alarm**  
Forstærker alarmlyden

KS5.04.040.2



**Holder til dropstativ til Mini Rythmic™ PN**

KS5.04.017.5



**Rygsæk 4L / 1 pumpe**  
Fås med aftagelige hjul

KM1.YY.577.4 – Rygsæk Voksen – Sort 4L (4RW)  
KS5.04.196.4 – Rygsæk Sort 4L med aftagelige hjul



**Rygsæk / 2 pumper**  
Farver: blå, lyserød, sort  
Fås med aftagelige hjul

KM1.YY.564.4 – Pædiatrisk Rygsæk 2L Lyserød (4RW)  
KM1.YY.565.4 – Pædiatrisk Rygsæk 2L Blå (4RW)  
KM1.YY.578.4 – Pædiatrisk Rygsæk 2L Sort (4RW)  
KS5.04.197.5 – Rygsæk Lyserød 2L med aftagelige hjul  
KS5.04.198.5 – Rygsæk Blå 2L med aftagelige hjul  
KS5.04.200.5 – Rygsæk Sort 2L med aftagelige hjul



**Rygsæk 4L/ 2 pumper**  
Fås med aftagelige hjul

KM1.YY.481.3 – Rygsæk Voksen – Sort 4L (2 pumper)  
KS5.04.207.3 – Rygsæk Voksen – 4L – 2 pumper  
med aftagelige hjul



**XL Rygsæk til flere poser**  
XL kapacitet / 2 pumper

KS5.04.206.2 – Rygsæk med plads til flere poser  
med aftagelige hjul



**Sort Bæretaske**  
500 ml / 1000ml

KM1.YY.563.1 – Bæretaske for Mini Rythmic™ 500 ml / 1000 ml