

Micropump MPmlh+

CATALOGUE
DE VENTE

Référence	KP1.12.220.6 MP+ mlh Multi KP1.12.202.4 MP+ mlh BD 20 ml KP1.12.209.4 MP+ mlh BBraun 20 ml KP1.12.208.4 MP+ mlh Codan 20 ml
Modes de perfusion	– Continu – Continu + bolus
Précision de l'entraînement	±2 %
Fonctions de sécurité	– Détection multipoints de placement d'une seringue – Débit verrouillable
Historique d'événements téléchargeable	Oui
Spécifications	Pour les seringues MP + mlh Multi: compatible avec les seringues standards (BD, Terumo, BBraun, Codan/LMT) de 10 à 50 ml. Pour les autres variantes MPmlh+ : chaque variante correspond à des seringues spécifiques • Moteur à double microprocesseur avec système « Fail-safe » de sécurité intégrée • L'écran LCD rétroéclairé avec affichage d'alarmes et d'avertissements.
Alarmes et avertissements	– Pré-alarme de fin de perfusion – Piles faibles – Occlusion – Erreur système – Fin de perfusion – Piles déchargées – Pompe en pause – Dispositif verrouillé aux modifications – Affichage de la purge – Perfusion de bolus
Débit	0,1 – 28,0 ml/h, par pas de 0,1 ml/h (pour BD-20 ml)
Autonomie de la batterie	Plus de 70 perfusions complètes à débit moyen (2 à 3 mois consécutifs)
Poids avec les piles	220 g avec piles (alcalines LR03 AAAx6)
Dimensions	170x61x32 mm

Comprend 6 piles alcalines de 1,5 V et un sac de transport

Accessoires pour la pompe MPmlh+



MP+ Sac de transport avec fenêtre transparente 20-50 ml
Inclus dans tous les systèmes de micropompe MP+.

KM1.YY.604.1



Sac jetable pour pompes MP+
(Boîte de 20 pièces)

KM1.YY.561.1




MP+ Soft Locker box
20 ml

KS1.12.164.1



MP+ Pole Clamp

KM1.EE.121.1



96/09 Rev.1/Rel.Date 2019.11.06