

# Micropump MPmlh+

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΕΙΔΩΝ

Είδη αντλιών	KP1.12.220.6 MP mlh+ Multi syringes KP1.12.202.4 MP mlh+ BD 20 ml KP1.12.209.4 MP mlh+ BBraun 20 ml KP1.12.208.4 MP mlh+ Codan 20 ml	
Μέθοδοι χορήγησης	- Συνεχής - Συνεχής + κατ' επίκληση δόση	
Ακρίβεια μηχανισμού	±2%	
Λειτουργίες ασφαλείας	- Ανίχνευση εκπομπών σύριγγας πολλαπλών σημείων - Ρυθμός ροής με δυνατότητα κλειδώματος	
Δυνατότητα λήψης αρχείου καταγραφής συμβάντων	Ναι	
Προδιαγραφές	Στην αντλία MPmlh+ multi syringes χρησιμοποιούνται τυπικές σύριγγες των κατασκευαστών BD, Terumo, BBraun, Codan/LMT από 10 έως 50 ml  Για τα υπόλοιπα μοντέλα της MPmlh+: κάθε διαφορετικό μοντέλο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες σύριγγες • Ασφαλής έλεγχος μοτέρ διπλού μικροεπεξεργαστή σε περίπτωση βλάβης • Ο οπίσθιος φωτισμός επιβεβαιώνει τη σωστή λειτουργία με ενδείξεις ειδοποίησης και προειδοποίησης	
Ειδοποιήσεις και προειδοποιήσεις	- Ειδοποίηση πριν το τέλος της έγχυσης - Χαμηλή μπαταρία - Απόφραξη - Αποτυχία συστήματος - Τέλος έγχυσης	- Εξαντλημένη μπαταρία - Αντλία σε κατάσταση αναμονής - Προειδοποίηση παραβίασης αντλίας - Ένδειξη πλήρωσης - Χορήγηση bolus δόσης
Ρυθμός	0,1 – 28,0 ml/hr, σε 0,1 ml/hr βήματα (για BD-20 ml)	
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Περισσότερες από 70 πλήρεις εγχύσεις σε μέτριο ρυθμό (για 2 έως 3 συνεχόμενους μήνες)	
Βάρος με μπαταρία	220 g συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών (αλκαλικές LR03 AAAx6)	
Διαστάσεις	170 x 61 x 32 mm	

Περιλαμβάνει 6 x 1.5 V αλκαλικές μπαταρίες και τσάντα μεταφοράς

## Εξαρτήματα για αντλία MPmlh+

	MP+ τσάντα μεταφοράς με διαφανές παράθυρο 20-50 ml Περιλαμβάνεται σε όλα τα συστήματα MP+ Micropump		Τσάντα μιας χρήσης για αντλίες MP+ (Κουτί 20 τεμαχίων)		Τσάντα μεταφοράς με κλειδαριά MP+ 20 ml
	KM1.YY.604.1		KM1.YY.561.1		KS1.12.164.1
	Θήκη τοποθέτησης αντλίας σε στήλη MP+				
	KM1.EE.121.1				
					

96113 gr-GREECE Rev.1 Rel.Date 2020.03.27