

# Mini Rythmic™ PN+

INFORMATIONS  
SUR LE PRODUIT

Références	KP5.04.177.4 (prise UK) KP5.04.176.4 (prise européenne)
Modes de perfusion	<ul style="list-style-type: none"><li>• Continu</li><li>• Volume/Temps ou Volume/Débit</li><li>• Auto Rampe</li><li>• Intermittent</li><li>• 25 paliers</li></ul>
Débit et précision	0.1 à 400 ml/hr (débit maximal configurable) à +/- 5%
Unités de programmation Concentration	ml/mg/µg 0.1 à 99.9 mg/ml et 0.1 à 99.9 µg/ml
Volume à perfuser	1 à 9999 ml
Temps de perfusion programmable	10 min à 199 h 50 min
Rampe auto, temps de montée, de descente	1 min à 9 h 50 min
Fonctions spéciales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diminution anticipée et progressive du débit</li><li>• Départ différé (jusqu'à 24h)</li><li>• Purge automatique avec la pompe</li><li>• Code de protection contre l'arrêt de la perfusion</li></ul>
Observance de la perfusion Historique, graphe de la perfusion, impression ou téléchargement sur PC	"Ready to connect" à <a href="http://www.micrelcare.net">www.micrelcare.net</a> pour télé-observance de la perfusion. Impression et téléchargement direct de l'historique en "Plug and Play" sur PC ou via MicrelCare™
MVO	0.1 à 20.0 ml/h
Redémarrage automatique après levée d'occlusion	Oui
Limites d'occlusion	3 niveaux: bas= 7 psi (0.5 bar), moyen= 13 psi (0.9 bar), haut= 18.8 psi (1.3 bar)
Fonctions de sécurité	Filtre éliminateur d'air intégré à la tubulure, valve anti siphon
Alarmes et avertissements	Détection d'occlusion aval et amont, Pré-alarme de fin et alarme de fin de perfusion, Batterie faible, Batterie déchargée, Mécanisme ouvert, MVO, Programmation incorrecte du débit, Alarme de maintenance préventive
Détecteur d'air	Oui taille de bulle d'air: 0,1 ml; 0,5 ml; 2 ml; position OFF
Langues	Bulgare, croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, lituanien, norvégien, polonais, portugais, russe, serbe, slovène, espagnol, suédois
Alimentation et autonomie	9V alcaline: 10 heures à 150 ml/hr - Pack batterie: 17 heures à 300 ml/hr -Rechargeable en 3h
Poids, pile incluse	300 g
Dimensions	75 mm x 130 mm x 46 mm

## ACCESSOIRES

Adaptateur Secteur	Inclus, 120 g, 2,5 x 8 x 5 cm Entrée 100-240 V / 50-60 Hz 90 mA s'utilise aussi pour recharger le pack batterie
Pack Batterie	Inclus, Sortie 11 Vdc 500 mA - Charge rapide en 2,5 heures (90%) avec indicateur de charge
IP Connect Pack	100 g, 2 x 5,5 x 10 cm Li-Ion 1.2 Ah - Charge rapide en 2,5 heures (90%) avec indicateur de charge

Livrée avec l'adaptateur secteur, pile et pack batterie.




 micrel

# Gamme de tubulures sans DEHP


Pour solution 3-en-1 (Filtre 1,2 micron)

Spike Set PN DEHP free  
KM1.EE.148.0



Pour solution 2-en-1 (Filtre 0,2 micron)

Pediatric Spike PN Set DEHP Free  
0,2 um filter for 2 in 1 F  
KE1.EE.192.9



Perfusions multi-poches

Double Short Spike Connecting line  
with back check valve DEHP Free  
KE1.EE.225.1

Triple Short Spike Connecting line with  
back check valve DEHP Free  
KE1.EE.226.1



Luer Set PN F DEHP Free  
KE1.EE.134.9



Accessoires



IP Connect Pack  
Pour la connection  
Micrelcare™

KP5.04.259.2



External Buzzer  
Amplifie le son de l'alarme

KS5.04.040.2



Support potence pour  
Mini Rythmic PN+

KS5.04.017.5



Sac de transport noir  
500 ml / 1000 ml

KM1.YY.563.1  
Sacoche de transport 500 ml  
pour Mini Rythmic™



Sac à dos 4 L / 1 pompe  
Avec ou sans roulettes

KM1.YY.577.4 – Sac à dos noir  
Adulte 4 L (4RW)  
KS5.04.196.4 – Sac à dos noir  
4 L avec roulettes amovibles



Sac à dos 4 L / 2 pompes  
Avec ou sans roulettes

KM1.YY.481.3 – Sac à dos noir  
adulte 4 L (2 pompes)  
KS5.04.207.3 – Sac à dos  
adulte 4 L - 2 pompes avec  
roulettes amovibles



Sac à dos XL multi poches  
Capacité XL / 2 pompes

KS5.04.206.2 – Sac à dos XL  
multi poches avec roulettes



Sac à dos 2-3 L / 2 pompes  
Couleurs disponibles: bleu,  
rose, noir  
Avec ou sans roulettes

KM1.YY.564.4 – Sac à dos  
2-3 L Rose (4RW)  
KM1.YY.565.4 – Sac à dos  
2-3 L Bleu (4RW)  
KM1.YY.578.4 – Sac à dos  
2-3 L Noir (4RW)  
KS5.04.197.5 – Sac à dos  
2-3 L Rose avec roulettes  
amovibles  
KS5.04.198.5 – Sac à dos 2-3 L  
Blue avec  
roulettes amovibles  
KS5.04.200.5 – Sac à dos 2-3 L  
Noir avec roulettes amovibles



Rucksack Adulte 4 L /  
3 pompes

KM1.YY.366.3 - Sac à dos noir  
4 L jusqu'à 3 pompes  
KS5.04.199.2 - Sac à dos noir 2  
- 4 L 3 pompes avec roulettes  
amovibles