

Mini Rythmic™ PN+

PRODUKT-
INFORMATION

Artikelnummer	KP5.04.177.4 (med engelsk nätkontakt) KP5.04.176.4 (med europeisk nätkontakt)
Tillförsellägen	<ul style="list-style-type: none">• Kontinuerlig• Volym över tid eller volym & hastighet• Upp-/nedtrappning• Intermittent• 25 steg
Flödes hastighet och noggrannhet	0.1 till 400 ml/tim (konfigurerbar maxhastighet) med noggrannhet \pm 5 %
Programmeringsenheter Koncentration	ml/mg/ μ g 0.1 till 99.9 mg/ml och 0.1 to 999.9 μ g/ml
Volym att infundera	1 till 9999 ml
Programmerbar infusionstid	10 min till 199 h 50 min
Automatisk upp- & nedtrappning	1 min till 9 h 50 min
Specialfunktioner	<ul style="list-style-type: none">• Tidig nedtrappning• Fördröjd start (upp till 24 timmar)• Automatisk slangfyllning med pumpen• Säkerhetskod för att stoppa infusionen
Terapiövervakning Historik, infusionsgraf/utskrift och nedladdning till PC	Klar för anslutning till www.micrelcare.net för terapiövervakning via webben "Plug and Play" utskrift och nedladdning av historik, eller MicrelCare™
KVO	0.1 till 20.0 ml/tim
Automatisk omstart efter åtgärdande av ocklusion	Ja
Ocklusionslarmnivåer	3 nivåer: låg= 7 psi (0.5 bar), medel= 13 psi (0.9 bar), hög =18.8 psi (1.3 bar)
Säkerhetsfunktioner	Eliminering av luft i slangen, friflödesskydd
Larm och varningar	Uppströms- och nedströms ocklusion, infusion nästan klar (i tid eller volym), svagt och urladdat batteri, öppen mekanism, KVO, utanför gränsvärde, varning om förebyggande underhåll
Luftdetektor	Ja justerbar: storlek luftbubblor 0.1 ml; 0.5 ml; 2 ml; AV
Strömförsörjning & driftstid	Alkaliskt 9-voltsbatteri: 10 timmar vid 150 ml/tim - Batteripaket: 17 timmar vid 300 ml/tim - Återuppladdar på 3 timmar
Språk	Bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, litauiska, norska, polska, portugisiska, ryska, serbiska, slovenska, spanska, svenska
Vikt inklusive batteri	300 g
Mått	75 mm x 130 mm x 46 mm

TILLBEHÖR

Extern strömadapter	Inkluderad, 120 g, 2.5 x 8 x 5 cm Ingångsspänning 100-240 V / 50-60 Hz, 90 mA, används även för laddning av batteripaket
Batteripaket	Inkluderad, Utspänning 11 V DC, 500 mA - Snabbladdning till 90% på 2.5 timmar, med laddningsindikator
IP Connect Pack	100 g, 2 x 5.5 x 10 cm Li-Ion 1.2 Ah - Snabbladdning till 90% på 2.5 timmar, med laddningsindikator

Inkluderar nätadapter, 9 V batteri och batteripaket




 micrel

DEHP-fria aggregat


För 3 i 1-lösningar (1.2µ filter):

PN spike-aggregat, DEHP-fritt
KM1.EE.148.0



För 2 i 1-lösningar (0.2µ filter):

Pediatrikt PN spike-aggregat,
DEHP-fritt för 2 i 1-lösningar
KE1.EE.192.9



För infusion från flera påsar:

Kort dubbelspike-aggregat med
backventil, DEHP-fritt
KE1.EE.225.1

Kort trippelspike-aggregat med
backventil, DEHP-fritt
KE1.EE.226.1



Lueraggregat PN, DEHP-fritt
KE1.EE.134.9



Tillbehör



IP Connect Pack
För anslutning till
MicrelCare™

KP5.04.259.2



Extern summer
Förstärker larmet

KS5.04.040.2



Droppställningsfäste
Mini Rythmic™ PN+

KS5.04.017.5



Axelremsväska svart
500 ml / 1000 ml

KM1.YY.563.1 – Bärväska till
Mini Rythmic™ 500 ml



Ryggsäck 4 L / 1 pump
Finns även med avtagbara
hjul

KM1.YY.577.4 – Ryggsäck
vuxen svart 4 L (4RW)
KS5.04.196.4 – Ryggsäck svart
4 L, med avtagbara hjul



Ryggsäck 4 L / 2 pumpar
Finns även med avtagbara
hjul

KM1.YY.481.3 – Ryggsäck vuxen
svart 4 L (2 pumpar)
KS5.04.207.3 – Ryggsäck vuxen
svart 4 L - 2 pumpar med
avtagbara hjul



XL Ryggsäck för flera påsar
XL kapacitet / 2 pumpar

KS5.04.206.2 – Ryggsäck för
flera påsar, med avtagbara
hjul



Ryggsäck 2-3 L / 2 pumpar
Färger: blå, rosa, svart
Finns även med avtagbara hjul

KM1.YY.564.4 – Ryggsäck
2-3 L Rosa (4RW)
KM1.YY.565.4 – Ryggsäck
2-3 L Blå (4RW)
KM1.YY.578.4 – Ryggsäck
2-3 L Svart (4RW)
KS5.04.197.5 – Ryggsäck rosa
2-3 L, med avtagbara hjul
KS5.04.198.5 – Ryggsäck blå
2-3 L, med avtagbara hjul
KS5.04.200.5 – Ryggsäck
svart 2-3 L, med avtagbara
hjul



Ryggsäck Vuxen 4 L /
3 pumpar

KM1.YY.366.3 – Svart ryggsäck
4 L upp till 3 pumpar
KS5.04.199.2 – Svart ryggsäck
4 L 3 pumpar med avtagbara
hjul