












Rythmic™ Perf+

PRODUKT-
INFORMATION

Artikelnummer	KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf+ KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+ KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ med permanent nyckel
Tillförsellägen	- Kontinuerlig - Volym över tid eller volym och hastighet - Upp-/nedtrappning - Intermittent - 25 steg
Flödeshastighet och noggrannhet	0,1 till 400 ml/tim, med ± 5% noggrannhet (i steg om 0,1 ml/tim (flödeshastighet) för tidsbaserad programmering med volym över tid eller upp-/nedtrappning)
Programmeringsenheter Koncentration	ml/mg/μg 0,1 till 99,9 mg/ml och 0,1 till 999,9 μg/ml
Programmerbar infusionstid	1 min till 199 tim 59 min
Tid för upp-/nedtrappning	1 min till 9 tim 59 min
Volym att infundera	1 till 9999 ml
Specialfunktioner	- Tidig nedtrappning - Fördröjd start (upp till 24 timmar) - Obligatorisk slangfyllning (aktiverad, endast varning, inaktiverad) - Automatisk slangfyllning med pumpen - Låsbart tangentbord
Terapiövervakning	Redo att ansluta till www.micrelcare.net för terapiövervakning via webben. Historik Plug & Play-utskrift och nedladdningar till PC eller via Micrelcare™
KVO (Keep Vein Open / håll venen öppen)	0,1 till 20,0 ml/tim
Automatisk omstart efter åtgärdande av ocklusion	Ja
Ocklusionslarmnivåer	3 nivåer: låg = 7 psi (0,5 bar), medium = 13 psi (0,9 bar), hög = 18,8 psi (1,3 bar)
Säkerhetsfunktioner	Eliminering av luft i slangen, skydd mot fritt flöde, låsbara skyddskåpor för läkemedelsbehållare
Larm och varningar	Uppströms och nedströms ocklusion, infusion nästan klar (i tid eller volym) och infusion klar, svagt och urladdat batteri, öppen mekanislucka, KVO, infusionshastighet utanför gränsvärde, varning om förebyggande underhåll
Strömförsörjning och drifttid	Alkaliskt 9V batteri: 7 dagar vid 2 ml/tim
Språk	Bulgariska, kroatiska, tjeckiska, danska, nederländska, engelska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, litauiska, norska, polska, portugisiska, ryska, serbiska, slovenska, spanska, svenska
Förebyggande underhåll	Vartannat år
Vikt med batteri	KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf+: 335 g KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+: 300 g KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ med permanent nyckel: 335 g
Mått	KP5.04.188.2 Rythmic™ Perf+: 130 mm x 133 mm x 46 mm KP5.04.274.2 Mini Rythmic™ Perf+: 130 mm x 75 mm x 46 mm KP5.04.287.1 Rythmic™ Perf+ med permanent nyckel: 130 mm x 133 mm x 46 mm



Sortiment av DEHP-fria aggregat

Rythmic™ Sortiment av infusionsaggregat för Rythmic™ Perf+ -system			
Infusionsaggregat med 100 mL behållare KE1.EE.177.0		Infusionsaggregat S med spike KM1.EE.155.1	
Infusionsaggregat med 200 mL behållare KE1.EE.185.1		Infusionsaggregat S med spike och Y-stycke KM1.EE.187.2	
Infusionsaggregat med 100 mL behållare och Y-stycke KE1.EE.195.1		Kort infusionsaggregat med 100 mL behållare KE1.EE.158.0	
Infusionsaggregat med 200 mL behållare och Y-stycke KE1.EE.196.0		Förlängningsaggregat med friflödesskydd KM1.EE.141.8	
Infusionsaggregat med spike KM1.EE.099.2		Förlängningsaggregat med friflödesskydd och filter 0,2 µm KE1.EE.220.1	
Infusionsaggregat med 100 mL behållare, inget filter KE1.EE.345.1			

Tillbehör till Rythmic™ Perf+ -system

	Rythmic™ väska KM1.YY.415.2		Väska 500 mL för Rythmic™ och IP Connect KM1.YY.318.2		Mini Rythmic™ väska 500 mL KM1.YY.365.1
	Mini Rythmic™ väska KM1.YY.400.1		Rythmic™ XS Enpatientväska KM1.YY.566.1		Rythmic™ XS Midjeväska 250 mL KM1.YY.506.2
	IP Connect Pack KP5.04.259.2		Rythmic™ XS nätadapter (EU) KS5.01.615.4		Droppställningsfäste Mini Rythmic™ KS5.04.017.5
	Rythmic™ droppställningsfäste KS5.01.430.3		Rythmic™ XS väska 1000 mL KM1.YY.563.1		

96159 se SE Rev.3 Rel. Date 2023.11.09